

Docneb

- Sistema professionale per aerosolterapia, silenzioso e confortevole
 - Realizzato secondo gli ultimi indirizzi medico scientifici
 - Trattamenti terapeutici veloci ed efficaci
 - Ampolla a valvole con sistema antirovesciamento, caratterizzato in vitro dal TÜV
 - Nuova valvola inspiratoria a 2 modalità di erogazione
 - Dotato di un'ampia gamma di accessori
- Professional aerosoltherapy system, silent and comfort
 - Designed to meet the most recent trend in aerosol therapy application
 - Fast intensive therapeutic treatments
 - Nebuliser with valve and non-spill system, in vitro characterized by TÜV
 - New inspiratory valve with 2 delivery modes
 - Comes with a wealth of accessories



Comodo vassoio porta accessori estraibile e lavabile
Convenient washable pull-out accessories tray



Aria depurata con filtraggio professionale
Air purified by professional filter

FLAEM®



IL BENESSERE È DI CASA
A HEALTHY LIFESTYLE

11777-0 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2007 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. - FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI NEBULIZZAZIONE NEBULISATION TECHNICAL FEATURES


Ampolla RF6 PLUS <i>RF6 PLUS nebuliser</i>		
Erogazione Max <i>Max delivery</i>	0,42 ml/min (approx) <i>0.42 ml/min</i>	Valori riscontrati con boccaglio inserito e portavalvola aperta <i>Values taken with mouthpiece and open valve holder</i>
MMAD	3,2 µm <i>3,2 µm</i>	Caratterizzazione in vitro eseguita presso Inamed Research GmbH & Co. KG per conto di TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in conformità al nuovo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia, Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta. <i>In vitro characterization carried out at the Inamed Research GmbH & Co. KG on behalf of TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in compliance with the new European Standard for aerosol therapy appliances, Standard EN 13544-1. Further details are available upon request.</i>
Frazione respirabile < 5 µm <i>Breathable fraction < 5 µm (FPF)</i>	73%	
Capacità massima <i>Maximum capacity</i>	8 ml	

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione) <i>Reciprocating piston compressor (designed for use without lubrication and maintenance)</i>	
Alimentazione/Potenza: <i>Power supply/Power:</i>	230 V ~ 50 Hz/140 VA <i>Other voltages are available upon request</i>
Filtraggio aria: <i>Air filtering:</i>	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) <i>For better quality, the compressed air is extracted from the outside environment and filtered using a highly-efficient system (porosity 50/70 µm)</i>
Portata aria al compressore: <i>Compressor air output:</i>	10 l/min (approx.)
Pressione Max: <i>Max pressure:</i>	2,5 bar (approx.) <i>2.5 bar (approx.)</i>
Rumorosità (a 1 m): <i>Sound level (at 1 m):</i>	57 dB (A) (approx.)
Dimensioni: <i>Dimensions:</i>	27 (L) x 19 (P) x 11 (H) cm <i>27 (length) x 19 (width) x 11 (height) cm.</i>
Peso apparecchio: <i>Handset Weight :</i>	1,600 Kg <i>1.600 Kg</i>
Conforme alla direttiva 93/42 CEE (solo per unità 230 V ~ 50 Hz): <i>In compliance with Dir. 93/42/EEC (for the 230 V ~ 50 Hz unit only):</i>	 0051
Omologazioni: <i>Approvals:</i>	
Garanzia: <i>Warranty:</i>	2 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>

Accessori in dotazione	Spare parts	Cod.
Kit Ampolla RF6 plus composta da: Ampolla, boccaglio con valvola, nasale, mascherina adulto e pediatrica	<i>RF 6 PLUS nebuliser kit composed of: nebuliser, mouthpiece with valve, nasal prong adult and child mask</i>	AC0234P
Tubo di collegamento da 1 m	<i>1 m connection tube</i>	AC035
Mascherina adulto in PVC	<i>PVC Adult mask</i>	AC079
Mascherina pediatrica in PVC	<i>PVC Child mask</i>	AC089
Kit ricambi filtri aria (2 pezzi)	<i>Spare Air filter kit per unit (2 pcs)</i>	AC0164P

Maggiori informazioni sull'Aerosol terapia e sui prodotti Flaem Nuova sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet www.flaemnuova.it
For further information on aerosol therapy and Flaem Nuova products please contact our sales network or visit our website www.flaemnuova.it

DOCNEB F1500	Codice <i>Code</i>	NA14P00	 8 018294 007744
	Imballo <i>Master carton</i>	n° 8 Pz <i>8 pieces</i>	

Over **40** Years
made in Italy

Fabbricante / Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A
Elettromedicali/Elettrodomestici
Via Colli Storici, 221-223-225
25010 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (39) 030 9910168 - Fax (39) 030 9910287
E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Export Department of FLAEM NUOVA

 **medexpo
international** s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com